


# A-12, адаптер

## ОПИСАНИЕ

A-12, адаптер для работы с пробирками наружным диаметром 12 мм.



## КАТ. HOMER

BS-050102-ИК

A-12 адаптер

## АКСЕССУАРЫ



DEN-1  
BS-050102-AAF  
Денситометр

Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ( $0 - 180 \times 10^7$  клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B  
BS-050104-AAF  
Денситометр

Денситометр DEN-1B предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ( $0 - 180 \times 10^7$  клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)