

Удлиненная трубка

ОПИСАНИЕ

Удлиненная трубка 2 м, с фитингами и переходником MA-U



KAT. HOMER

BS-040120-DK

Удлиненная трубка 2 м, с фитингами и
переходником MA-U



FTA-2i
BS-040120-A02
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-2i предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть ...

[читать далее](#)