

Калибровочный набор, д18mm


ОПИСАНИЕ

Стандарты мутности Мак-Фарланда, Ø18mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр

18 mm



KAT. HOMEP

70900

Ø18mm

АКСЕССУАРЫ



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1** предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ($0 - 180 \times 10^7$ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1B** предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) ($0 - 180 \times 10^7$ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)