

Калибровочный набор, д12mm


ОПИСАНИЕ

Стандарты мутности Мак-Фарланда, Ø12mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр

12 mm



KAT. HOMEP

21255

Ø12mm

АКСЕССУАРЫ



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр



DEN-600
BS-050109-AAA
Фотометр

Денситометр **DEN-1** предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180 x 10⁷ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)

Денситометр **DEN-1B** предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180x10⁷ клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)

DEN-600 - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод Abs (ОП600), который оценивает общее ...

[читать далее](#)