

## F-1, полка


### ОПИСАНИЕ

F-1, полка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры (Д×Ш×В)

400 × 140 × 50 мм



### KAT. HOMER

BS-040104-DK

F-1

### АКСЕССУАРЫ



#### **UVC/T-M-AR**

With built in socket and inlet for power cords  
ПЦР бокс / УФ-кабинет

**UVC/T-M-AR** это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



#### **UVT-B-AR**

With built in socket and inlet for power cords  
ПЦР бокс / УФ-кабинет

**UVT-B-AR** это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



#### **UVT-S-AR**

BS-040107-A07  
ПЦР бокс / УФ-кабинет

**UVT-S-AR** это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)