

# SPM, двухсторонний клеевой коврик

## ОПИСАНИЕ

Удобная альтернатива традиционным стальным держателям, простой способ закрепить пробирки, чашки, колбы и другие лабораторные сосуды на платформах для выращивания, инкубации и смешивания.

SPM совместим с платформой PP-4, которая устанавливается как на орбитальный шейкер PSU-10i, так и в шейкер-инкубатор ES-20.

Изготовлен из полиуретана с клеевым слоем, прост в очистке и долговечен, выдерживает до 1000 раз размещения / снятия или 12 месяцев использования. Дополнительная информация об ограничениях температуры, рабочего объема и скорости доступна в руководстве пользователя.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цвет	прозрачный
Продолжительность использования	до 1000 раз размещения / снятия или 12 месяцев
Диапазон температуры	+4С° ... +80С°
Диапазон скорости	0–400 об/мин
Размеры (Д×Ш×В)	210 × 210 × 3 мм (двусторонний полиуретан 1,5 мм с клеем ПЭТ)

## КАТ. HOMEP

BS-010111-BK

SPM, двухсторонний клеевой коврик




ES-20  
Without platform  
Шейкер-инкубатор

ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри ...

[читать далее](#)



PP-4  
BS-010108-BK  
платформа

Платформа для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет.



PSU-10i  
Without platform  
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из 6 разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение ...

[читать далее](#)