

RS2, штатив для установки CPS-20 / CTR-6

ОПИСАНИЕ

Штатив для установки CPS-20 / CTR-6



KAT. HOMEP

BS-010425-HK

RS2

АКСЕССУАРЫ



S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack
with 3 shelves
компактный CO₂ инкубатор



CPS-20

Without platform
CO₂ Шейкер



CTR-6

BS-010174-A01
CO₂ Роллер

S-Bt Smart Biotherm
предназначен для работы в
областях клеточной биологии
(работа с культурами
животных клеток и тканей),
молекулярной биологии
(анализ ДНК/РНК, реакции
гибридизации),
биотехнологий (синтез
целевого белка и др.
молекул), ...

[читать далее](#)

CO₂ шейкер **CPS-20**
обеспечивает регулируемое
орбитальное движение
платформы и разработан
специально для CO₂
инкубаторов. **CPS-20**
разработан для
использования в агрессивной
среде угольной кислоты,
обеспечивая
воспроизводимые результаты
культивации клеток. ...

[читать далее](#)

Роллер для пробирок **CTR-6**
обеспечивает регулируемое
качение и вращение до 6
роликов и разработан
специально для
использования в CO₂
инкубаторах. Возможность
снятия роликов делает
установку гибкой и позволяет
выполнять ...

[читать далее](#)