

Ri-6P, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышкой. Пластиковые стаканы (POM Kocetal)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	29 × 115 мм
Количество мест	6
Объем	50 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF	3160 × g
Макс. температура	150 °C
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. НОМЕР

BS-010221-1K

Ротор Ri-6P

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



BI-25-6

BS-010221-VK

комплект адаптеров

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P дополнительные вкладыши (6 шт.) - BI-25-6 для конических пробирок 25 мл



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов



BN-11/30

BS-010208-ZK

комплект стаканов к ротору R-6P

Запасной комплект стаканов (6 шт.) к ротору R-6P. Пластиковые стаканы (POM Kocetal).