

Ri-12/10, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	16 × 105 мм
Количество мест	12
Объем	10–15 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF	3160 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



KAT. HOMEP

BS-010221-MK

Ротор Ri-12/10

АКСЕССУАРЫ



LMC-56
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



BN-13/75
BS-010208-PK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/75 для вакутайнеров 2-5 мл [13x75]



BN-13/100
BS-010208-QK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-13/100 для вакутайнеров 4-8 мл [13x100]



BN-16/100
BS-010208-RK
комплект адаптеров

Для ротора R-12/10, Ri-12/10 дополнительные адаптеры (12 шт) - BN-16/100 для вакутайнеров 8-10 мл [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов



BN-16/90
BS-010208-SK
комплект стаканов к ротору R-12/10 R-24/10

Запасной комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/10, R-24/10. Пластиковые стаканы.