

## RMT-24, ротор

### ОПИСАНИЕ

Ротор с фиксированным углом для 24 микропробирок - 1,5 или 2 мл

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество мест	24
Макс. скорость	6000 об/мин
Макс. RCF	3750 × g



### KAT. HOMEP

BS-010221-BK

Ротор RMT-24

### АКСЕССУАРЫ



**LMC-4200R**

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением



**LMC-56**

Without rotor

Центрифуга лабораторная



**RR-U**

BS-010208-UK

штатив для роторов

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)

**LMC-56** – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)

Штатив для роторов