

## BR-4U, Ротор

### ОПИСАНИЕ

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Макс. скорость	4200 об/мин



### КАТ. HOMER

BS-010221-AK

BR-4U, Ротор

### АКСЕССУАРЫ



**LMC-56**  
Without rotor  
Центрифуга лабораторная

**LMC-56** – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 2 x 50ml пробирок (4 шт.)



**BI-25-8**  
BS-010221-UK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл



**BA-4/FT**  
BS-010221-УК  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 15ml пробирок с коническим дном (4 шт.)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 адаптеров вакутайнеров 2-9 ml (4 шт.). В комплект входят адаптеры для вакутейнеров объемом 8–9 мл [16 x 100], BN-16/100-16.



**BN-13/75-16**  
BS-010221-OK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/75-16 для вакутайнеров 2-5 мл [13x75]



**BN-13/100-16**  
BS-010221-PK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл [13x100]



**BN-16/100-16**  
BS-010221-QK  
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-16/100-16 для вакутайнеров 8-10 мл [16x100]



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 4 x 10ml пробирок с круглым дном (4 шт.)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 8 x 5ml пробирок (4 шт.)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Адаптеры

Бакетный адаптер для 14 x 2ml микропробирок (4 шт.)



**RR-U**  
BS-010208-UK  
штатив для роторов

Штатив для роторов