

BN-13/100-16, комплект адаптеров

ОПИСАНИЕ

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт.) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл [13x100]



КАТ. НОМЕР

BS-010221-ПК

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт.) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная



BR-4U

BS-010221-AK

Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров



BA-4/VT

BS-010221-4K

Бакетный адаптер

Бакетный адаптер для 4 адаптеров вакутайнеров 2-9 ml (4 шт.). В комплект входят адаптеры для вакутейнеров объемом 8-9 мл [16 x 100], BN-16/100-16.

LMC-56 — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)