

BN-16/100-24, комплект адаптеров

ОПИСАНИЕ

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-16/100-24 для вакутайнеров 8-10 мл [16x100]



КАТ. НОМЕР

BS-010221-TK

Для ротора R-24/10, Ri-24/10 дополнительные адаптеры (24 шт) - BN-16/100-24 для вакутайнеров 8-10 мл

АКСЕССУАРЫ



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-56 — это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



R-24/10

BS-010212-JK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном



Ri-24/10

BS-010221-LK

ротор

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с круглым дном