

BI-25-8, комплект адаптеров

ОПИСАНИЕ

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл



КАТ. HOMEP

BS-010221-UK

Для адаптера BA-2/50 дополнительные адаптеры (8 шт) - BI-25-8 для конических пробирок 25 мл

АКСЕССУАРЫ



LMC-56

Without rotor

Центрифуга лабораторная



BR-4U

BS-010221-AK

Ротор



BA-2/50

BS-010221-CK

Адаптеры

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров

Бакетный адаптер для 2 x 50ml пробирок (4 шт.)