


В-05Е, блок

ОПИСАНИЕ

В-05Е блок для одного глубоколоночного планшета Eppendorf® 96/500 мкл - Cat.No. 0030501101



КАТ. HOMEP

BS-010159-QK

В-05Е блок для одного глубоколоночного
планшета Eppendorf® 96/500 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)