

B-05PO, блок

ОПИСАНИЕ

B-05PO блок для одного глубоководного планшета PlateOne® 96/500 мкл - Cat.No. S1896-5000



KAT. HOMEP

BS-010159-OK

B-05PO блок для одного глубоководного
планшета PlateOne® 96/500 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)