


В-08АВ, блок

ОПИСАНИЕ

В-08АВ блок для одного глубоководного планшета Abgene™ 96/800 мкл - Cat.No. AB0765, AB0859



KAT. HOMEP

BS-010159-MK

В-08АВ блок для одного глубоководного
планшета Abgene® 96/800 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)