


## В-12АВ, блок

### ОПИСАНИЕ

В-12АВ блок для одного глубоководного планшета Abgene™ 96/1200 мкл - Cat.No. АВ0564, АВ0787



### КАТ. НОМЕР

BS-010159-SK

В-12АВ блок для одного глубоководного  
планшета Abgene™ 96/1200 мкл



TS-DW  
Without thermoblock  
Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)