


В-1R, блок

ОПИСАНИЕ

В-1R блок для одного глубоколоночного планшета Riplate® 96/1000 мкл - Cat.No. 43001-0101



КАТ. НОМЕР

BS-010159-UK

В-1R блок для одного глубоколоночного
планшета Riplate® 96/1000 мкл - Cat.No.
43001-0101



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)