


## В-2R, блок

### ОПИСАНИЕ

В-2R блок для одного глубоколоночного планшета Riplate® 96/2000 мкл - Cat.No. 43001-0103



### КАТ. HOMEP

BS-010159-ТК

В-2R блок для одного глубоколоночного  
планшета Riplate® 96/2000 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)