


B-2N, блок

ОПИСАНИЕ

B-2N блок для одного глубоколоночного планшета Nunc® 96/2000 мкл - Cat.No. 278743, 278752



KAT. HOMEP

BS-010159-DK

B-2N блок для одного глубоколоночного
планшета Nunc® 96/2000 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)