


## B-2SL, блок

### ОПИСАНИЕ

B-2SL блок для одного глубоколоночного планшета Starlab® 96/1200 мкл - Cat.No. E2896-0120



### КАТ. HOMEP

**BS-010159-К**

B-2SL блок для одного глубоколоночного  
планшета Starlab® 96/1200 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)