


В-2М, блок

ОПИСАНИЕ

В-2М блок для одного глубоколоночного планшета KingFisher™ Deepwell 96 Plate - Cat.No. 95040450



KAT. HOMEP

BS-010159-RK

В-2М блок для одного глубоколоночного
планшета KingFisher Deepwell 96 Plate



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)