


B-2SD, блок

ОПИСАНИЕ

B-2SD блок для одного глубоколоночного планшета Slicprep™ 96 - Cat.No. AB0932



КАТ. HOMEP

BS-010159-ПК

B-2SD блок для одного глубоколоночного
планшета Slicprep™ 96



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)