

В-2KF, блок

ОПИСАНИЕ

В-2KF блок для одного глубоколоночного планшета PowerMag® Glass Bead Plate 96 - Cat.No. 27600-4-KF-VP



KAT. HOMEP

BS-010159-LK

В-2KF блок для одного глубоколоночного планшета PowerMag® Glass Bead Plate 96



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)