


В-2ВВІ, блок

ОПИСАНИЕ

В-2ВВІ блок для одного глубоколоночного планшета SSI Bio - Cat.No. 703В00, 713В00



KAT. HOMEP

BS-010159-ЖК

В-2ВВІ блок для одного глубоколоночного
планшета SSI Bio



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)