

LT-150, Регулируемый по высоте стол

ОПИСАНИЕ

Этот лабораторный стол является идеальным решением для любого исследовательского или лабораторного учреждения. Он имеет рабочую поверхность из химически стойкого ламината высокого давления, что делает его пригодным для использования в различных лабораторных условиях. Столешницу легко чистить и обслуживать, что обеспечивает гигиеническую рабочую среду. Стол также регулируется по высоте, что позволяет настроить его на нужную рабочую высоту для дополнительного комфорта и удобства. В дополнение к своим стандартным функциям этот лабораторный стол также предлагает дополнительный ящик с нескользкой поверхностью и выдвижной блок электрических розеток. Эта дополнительная функция позволяет удобно хранить лабораторное оборудование и инструменты, а нескользящая поверхность гарантирует, что предметы останутся на месте. Выдвижной блок электрических розеток обеспечивает легкий доступ к розеткам, устраняя необходимость в удлинителях и уменьшая беспорядок на рабочей поверхности. Этот стол представляет собой комплексное решение для любой лаборатории или исследовательского центра, обеспечивающее прочную, надежную и практичную рабочую поверхность, которая может соответствовать требованиям ежедневного использования.

В стандартный комплект поставки входят

- 2 ножки с 2 электро-моторами.
- Контроллер с памятью - 4 режима памяти, цифровой индикатор высоты, кнопка с движением вверх/вниз.
- Регулируемая высота: 625 - 1280 мм.
- Грузоподъемность: 86 кг.
- Рабочая поверхность из химически стойкого HPL, ширина - 1500 мм, глубина - 600 мм, толщина 25 мм, синяя кромка.

Выдвижной ящик и выдвижной блок розеток входят в комплект поставки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка	86 кг
Размеры (Д×Ш×В)	1500 × 600 × 625 - 1280 мм
Вес	49 кг



КАТ. HOMEP

BS-040107-JK

LT-150, Регулируемый по высоте стол



LTD-1

BS-040107-OK
Выдвижной ящик

Ящик с несскользящим силиконовым ковриком и функцией плавного закрывания. Можно монтировать потом.



SBR-1

BS-040107-NK
Блок розеток

Блок розеток, выдвижной, с синим светодиодом.



LF-1

BS-050101-ВК
Лабораторная тумбочка

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.