

LT-180, Регулируемый по высоте стол

ОПИСАНИЕ

Этот лабораторный стол является идеальным решением для любого исследовательского или лабораторного учреждения. Он имеет рабочую поверхность из химически стойкого ламината высокого давления, что делает его пригодным для использования в различных лабораторных условиях. Столешницу легко чистить и обслуживать, что обеспечивает гигиеническую рабочую среду. Стол также регулируется по высоте, что позволяет настроить его на нужную рабочую высоту для дополнительного комфорта и удобства. В дополнение к своим стандартным функциям этот лабораторный стол также предлагает дополнительный ящик с нескользкой поверхностью и выдвижной блок электрических розеток. Эта дополнительная функция позволяет удобно хранить лабораторное оборудование и инструменты, а нескользящая поверхность гарантирует, что предметы останутся на месте. Выдвижной блок электрических розеток обеспечивает легкий доступ к розеткам, устраняя необходимость в удлинителях и уменьшая беспорядок на рабочей поверхности. Этот стол представляет собой комплексное решение для любой лаборатории или исследовательского центра, обеспечивающее прочную, надежную и практичную рабочую поверхность, которая может соответствовать требованиям ежедневного использования.



В стандартный комплект поставки входят

- 2 ножки с 2 электро-моторами.
- Контроллер с памятью - 4 режима памяти, цифровой индикатор высоты, кнопка с движением вверх/вниз.
- Регулируемая высота: 625 - 1280 мм.
- Грузоподъемность: 83 кг.
- Рабочая поверхность из химически стойкого HPL, ширина - 1800 мм, глубина - 600 мм, толщина 25 мм, синяя кромка.

Выдвижной ящик и выдвижной блок розеток входят в комплект поставки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка	83 кг
Размеры (Д×Ш×В)	1800 × 600 × 625 - 1280 мм
Вес	52 кг

АКСЕССУАРЫ

КАТ. HOMER

BS-040107-НК

LT-180, Регулируемый по высоте стол


**UVC/T-AR**

BS-040102-A13

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVC/T-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)**LTD-1**

BS-040107-OK

Выдвижной ящик

Ящик с нескользящим силиконовым ковриком и функцией плавного закрывания. Можно монтировать потом.

**SBR-1**

BS-040107-NK

Блок розеток

Блок розеток, выдвижной, с синим светодиодом.

**UVC/T-M-AR**

With built in socket and inlet for power cords

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVC/T-M-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)**UVT-B-AR**

With built in socket and inlet for power cords

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-B-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)**UVT-S-AR**

BS-040107-A07

ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-S-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)**LF-1**

BS-050101-BK

Лабораторная тумбочка

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.