

LTD-1, Выдвижной ящик

ОПИСАНИЕ

Ящик с нескользящим силиконовым ковриком и функцией плавного закрывания. Можно монтировать потом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внутренние размеры выдвижного ящика (Д×Ш×В)	310 × 350 × 40 мм
Размеры (Д×Ш×В)	430 × 410 × 70 мм



КАТ. HOMEP

BS-040107-OK

LTD-1, Выдвижной ящик

АКСЕССУАРЫ



LT-120

BS-040107-EK
Регулируемый
по высоте стол

Регулируемый
по высоте стол
<-> 120 cm



LT-150

BS-040107-JK
Регулируемый
по высоте стол

Регулируемый
по высоте стол
<-> 150 cm



LT-180

BS-040107-HK
Регулируемый
по высоте стол

Регулируемый
по высоте стол
<-> 180 cm