

Стелянные пробирки 18mm

ОПИСАНИЕ

Стелянные пробирки 18x100 мм, высокое содержание боросиликата, крышка из полипропилена с силиконовой прокладкой.

Упаковка - 100 шт/кор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высота	100 мм
Диаметр	18 мм



КАТ. НОМЕР

BS-050102-NK	Стелянные пробирки с крышками 18x100мм, 100 шт.
--------------	---



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр DEN-1B предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)