

CTR-6, CO₂ Роллер

ОПИСАНИЕ

Роллер для пробирок **CTR-6** обеспечивает регулируемое качание и вращение до 6 роликов и разработан специально для использования в CO₂ инкубаторах. Возможность снятия роликов делает установку гибкой и позволяет выполнять различные процедуры и приемы в различных культивационных сосудах. Специально разработанный пульт дистанционного управления позволяет защитить электронику от CO₂ окружающей среды инкубатора, а также не мешает проведению эксперимента.

В Роллер **CTR-6** встроенный шаговый двигатель с гарантированным сроком службы до 10000 часов. Можно устанавливать до 3-х устройств друг на друга, экономя ценное место. Типичные применения включают культивирование клеток (эукариотических, микробных) и общее смешивание (ресуспендирование, вязких и жидкостно-твердых суспензий).



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон регулирования скорости	5 - 80* об/мин (шаг 1 об/мин) *Макс. скорость зависит от нагрузки и формы сосуда
---------------------------------	--

Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч./ непрерывно
----------------------------	----------------------------

Диапазон регулирования скорости	+
---------------------------------	---

Угол наклона	4°
--------------	----

Максимальная нагрузка	3 кг
-----------------------	------

Размеры (Д×Ш×В)	310x262x80 мм
-----------------	---------------

Вес	3 кг
-----	------

Потребляемый ток / мощность	12 В, 415 мА / 5 Вт
-----------------------------	---------------------

Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60Гц; выход. DC 12 В
----------------------	---

КАТ. HOMEP

BS-010174-A01	230VAC 50/60Hz Евро вилка
---------------	---------------------------

BS-010174-A02	100-240VAC 50/60Hz Мульти вилка (EU, UK, AU, US)
---------------	--



RS2
BS-010425-НК
штатив для установки CPS-20 /
CTR-6

Штатив для установки CPS-20 /
CTR-6



Набор для штабелирования 2 ×
CTR-6
BS-010174-BK



Набор для штабелирования 3 ×
CTR-6
BS-010174-CK



S-Bt Smart Biotherm
Software included + RS6, rack
with 3 shelves
компактный CO₂ инкубатор

S-Bt Smart Biotherm
предназначен для работы в
областях клеточной биологии
(работа с культурами
животных клеток и тканей),
молекулярной биологии
(анализ ДНК/РНК, реакции
гибридизации),
биотехнологий (синтез
целевого белка и др.
молекул), ...

[читать далее](#)