

Дистанционный диспенсер для воды 2 класса

ОПИСАНИЕ

Универсальный выносной диспенсер с подводящим шлангом 3 м и модулем распределения воды



KAT. HOMEP

BS-070104-JK

Выносной диспенсер

АКСЕССУАРЫ



Labaqua Trace

BS-070105-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Любая конфигурация системы сверхчистой воды Labaqua производит как сверхчистую, ...

[читать далее](#)



Labaqua HPLC

BS-070104-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua HPLC используется для получения воды, тщательно очищенной не ...

[читать далее](#)



Labaqua Bio

30 л накопительный бак
система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua Bio производит воду, свободную от РНКазы, ДНКазы, неорганических ...

[читать далее](#)