

Накопительный бак 60 л

ОПИСАНИЕ

Накопительный бак с основанием, краном и многопозиционным переключателем уровня, 60 л



КАТ. НОМЕР

BS-070102-SK

Накопительный бак, 60 л

АКСЕССУАРЫ



Labaqua Trace

BS-070105-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Любая конфигурация системы сверхчистой воды Labaqua производит как сверхчистую, ...

[читать далее](#)



Labaqua HPLC

BS-070104-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua HPLC используется для получения воды, тщательно очищенной не ...

[читать далее](#)



Labaqua Bio

30 л накопительный бак
система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua Bio производит воду, свободную от РНКазы, ДНКазы, неорганических ...

[читать далее](#)