

Накопительный бак 100 л

ОПИСАНИЕ

Накопительный бак с основанием, краном и многопозиционным переключателем уровня, 100 л



КАТ. HOMEP

BS-070102-FK

Накопительный бак 100 л

АКСЕССУАРЫ



Labaqua Trace
BS-070105-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Любая конфигурация системы сверхчистой воды Labaqua производит как сверхчистую, ...

[читать далее](#)



Labaqua HPLC
BS-070104-A02

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua HPLC используется для получения воды, тщательно очищенной не ...

[читать далее](#)



Labaqua Bio

30 л накопительный бак
система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua Bio производит воду, свободную от РНКазы, ДНКазы, неорганических ...

[читать далее](#)