

RS6, штатив с 3 полками

ОПИСАНИЕ

Штатив с 3 полками



KAT. HOMEP

BS-010425-GK

RS6



S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack with 3 shelves
компактный CO₂ инкубатор

S-Bt Smart Biotherm предназначен для работы в областях клеточной биологии (работа с культурами животных клеток и тканей), молекулярной биологии (анализ ДНК/РНК, реакции гибридизации), биотехнологий (синтез целевого белка и др. молекул), ...

[читать далее](#)