

BA-4/VT, Бакетный адаптер

ОПИСАНИЕ

Бакетный адаптер для 4 адаптеров вакутейнеров 2-9 ml (4 шт.). В комплект входят адаптеры для вакутейнеров объемом 8–9 мл [16 x 100], BN-16/100-16.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	POM Kocetal
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Количество мест	4
Объем	2-9 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF	2960 × g



КАТ. НОМЕР

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Центрифуга лабораторная

LMC-56 – это настольная низкоскоростная многофункциональная центрифуга для рутинных лабораторных задач. Идеально подходит для биохимических, цитологических, иммунологических анализов. Может быть использована для приготовления проб в исследовательских биомедицинских и генетических лабораториях. ...

[читать далее](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Ротор

Бакет-ротор 4-местный без адаптеров



BN-13/75-16
BS-010221-OK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/75-16 для вакутайнеров 2-5 мл [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-13/100-16 для вакутайнеров 4-8 мл [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
комплект адаптеров

Для адаптера BA-4/VT дополнительные адаптеры (16 шт) - BN-16/100-16 для вакутайнеров 8-10 мл [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
штатив для роторов

Штатив для роторов