

1000 мкл наконечники с фильтром

ОПИСАНИЕ

Особенности наконечников:

- Наконечники изготовлены из высококачественного медицинского полипропилена, а фильтрующий элемент – из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладающего хорошей гидрофобностью;
- Фильтрующий элемент эффективно защищает пипетку от влаги, чтобы гарантировать безопасность аспирации образца;
- Нет внутреннего покрытия поверхности, не загрязняет образец;
- Имеет точные отметки;
- Не содержит ДНКаз, РНКаз и пирогенов;
- Подходит для обычных пипеток, таких как Biosan (серия Assist) Eppendorf и Gilson;
- Поставляется в стерильных штативах, 96 шт. в штативе.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер (В×Ø)

86 × 0.8 мм

КАТ. НОМЕР

BHZ05R1W-FS

1000 мкл - 96 шт. в штативе