

# TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

## ОПИСАНИЕ

Стерильная пробирка TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 мл, с датчиками pH и O2, 1 псе.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок в комплекте	1
Объем	50 мл



## КАТ. НОМЕР

BS-010170-AK

Стерильная пробирка TPP TubeSpin®  
Bioreactor, 50 мл, с датчиками pH и O2, 1 псе.



#### RTS-8 Plus

С пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor 50 мл, 20 шт и стерильными пробирками TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 мл, с датчиками pH и O2, 10 шт  
Персональный мультиканальный биореактор с неинвазивным измерением ОП pH и pO2 в реальном режиме времени

RTS-8 plus является многоканальным персональным биореактором, который использует запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением пробирки вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)