

LVH-001, Пробирки для гомогенизации с керамическими шариками из оксида циркония, стабилизированного церием

ОПИСАНИЕ

VeriLab LVH-001 Керамические шарики из стабилизированного церием оксида циркония, разработанные специально для гомогенизации биологических образцов. Эти высококачественные керамические шарики идеально подходят для использования в электромеханических гомогенизаторах, обеспечивая эффективное и стабильное разрушение проб.

Ключевые особенности:

- Премияльное качество: эти шарики, изготовленные из оксида циркония, стабилизированного церием, обеспечивают исключительную долговечность и надежность.
- Оптимальный размер: калиброван на 1,2–1,4 мм, идеально подходит для эффективной гомогенизации.
- Удобная упаковка: каждый набор включает 100 x 2 мл пробирок, каждая из которых содержит калиброванные керамические шарики, а также два флакона по 24 мл с раствором для подготовки проб.
- Универсальное использование: подходит для широкого спектра биологических образцов, включая клетки, других членистоногих и различные типы тканей (легкие, почки, печень, кишечник, селезенка, поджелудочная железа, лимфатические узлы, мозг, трахея, сердце, желудок, соединительная или мышечная ткань, связки или сухожилия).
- Доступны в нестерильном и стерильном исполнении.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем пробирки	2 мл
----------------	------

КАТ. НОМЕР

LVH-001	Пробирки для гомогенизации, 100 шт, 1,2-1,4 мм оксид циркония, стабилизированный церием
LVH-001-S	Стерильные (без ДНК, РНК), пробирки для гомогенизации, 100 шт, 1,2-1,4 мм оксид циркония, стабилизированный церием



RCP-24
BS-010701-A02
Гомогенизатор

Гомогенизатор RCP-24, настольное механическое устройство, предназначенное для перемешивания, измельчения, гомогенизации, эмульгирования биологических объектов в микропробирках путём встряхивания с твердыми шариками с целью пробоподготовки для последующих академических, фармацевтических, биотехнологических или ...

[читать далее](#)