

RP-8/15, платформа

ОПИСАНИЕ

Роллер платформа, 8 пробирок (15 мл пробирки). Цифровая регулировка скорости от 1 до 100 об/мин и наклон на 5 градусов для повышения однородности смешивания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип платформы	опциональная
Объем пробирки	15 мл
Вместимость	8



КАТ. НОМЕР

BS-010117-DK

Платформа RP-8/15



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)