


## RP-8/50, платформа

### ОПИСАНИЕ

Роллер платформа, 8 пробирок (50 мл). Цифровая регулировка скорости от 1 до 100 об/мин и наклон на 5 градусов для повышения однородности смешивания.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                |              |
|----------------|--------------|
| Тип платформы  | опциональная |
| Объем пробирки | 50 мл        |
| Вместимость    | 8            |



### КАТ. НОМЕР

BS-010117-КК

Платформа RP-8/50



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)