

В-PCR, блок

ОПИСАНИЕ

Блок для одного 96-луночного ПЦР-планшета без юбки, с юбкой или полуюбкой



KAT. HOMEP

BS-010159-YK

В-PCR блок



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)