

VP-8/5, блок

ОПИСАНИЕ

для 8 конических пробирок, объёмом 5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин

1200

Максимальная температура

100°C



КАТ. HOMEP

BS-010175-SK

VP-8/5



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)