

VP-4, блок

ОПИСАНИЕ

для 4 конических пробирок, объёмом 50 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1000
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	29,5 мм
Глубина гнезд блока	76,5 мм



КАТ. HOMEP

BS-010175-GK

VP-4



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)