

VP-32, блок

ОПИСАНИЕ

для 32 пробирок, объёмом 0,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин

1400

Максимальная температура

100°C



KAT. HOMEP

BS-010175-JK

VP-32



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)