

VP-CV-20, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 - 10 мм кювет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1100
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	□ 12,5 x 12,5 мм
Глубина гнезд блока	31 мм



KAT. HOMEP

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)