

VP-CL-24, блок

ОПИСАНИЕ

для 24 криопробирок, объёмом 3,6–4,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1300
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12,5 мм
Глубина гнезд блока	30 мм



КАТ. HOMEP

BS-010175-KK

VP-CL-24



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)