

VP-20, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 круглодонных пробирок, $\varnothing 12$ мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12 мм
Глубина гнезд блока	50 мм



КАТ. HOMEP

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)