

VP-CV-20C, блок

ОПИСАНИЕ

для 20 - 10 мм кювет

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1100
Максимальная температура	80°C
Ø гнезд блока	□ 12,5 x 12,5 мм
Глубина гнезд блока	31 мм



КАТ. HOMEP

BS-010176-IK

VP-CV-20C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C

Without thermoblock

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шейкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции **TS-100C** отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим: ...

[читать далее](#)



TS-100C Smart

С ПО, без термоблока

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C Smart** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя ...

[читать далее](#)