

VP-CL-24C, блок

ОПИСАНИЕ

для 24 криопробирок, объёмом 3,6–4,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальные обороты, об/мин	1300
Максимальная температура	100°C
Ø гнезд блока	12,5 мм
Глубина гнезд блока	30 мм



КАТ. HOMER

BS-010176-KK

VP-CL-24C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C

Without thermoblock

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шейкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции **TS-100C** отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим: ...

[читать далее](#)



TS-100C Smart

С ПО, без термоблока

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C Smart** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя ...

[читать далее](#)